


## LOTE 1 "SILLÓN UROLÓGICO"

### PUNTO 3 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS


#### LINK WEB ACCESO DIRECTO A CATÁLOGO COMPLETO:

[https://schmitz-soehne.com/fileadmin/Webseite/Kataloge\\_geschuetzt/es/web\\_schmitz\\_kat75\\_Gyn\\_ES\\_allgemein\\_20211202\\_geschuetzt.pdf](https://schmitz-soehne.com/fileadmin/Webseite/Kataloge_geschuetzt/es/web_schmitz_kat75_Gyn_ES_allgemein_20211202_geschuetzt.pdf)

#### Descripción





ALTURA MÍNIMA MUY BAJA PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS PACIENTES: 550mm.



Mayor Trendelenburg: 19° .

Mayor Antitrendelenburg: 19° .

**Tapizado acolchado con material higiénico para uso sanitario garantizado: tapizado impermeable, transpirable resistente a productos desinfectantes con TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA DE LAS PROPIEDADES DEL TAPIZADO**



**Placa de piernas para colocación en posición horizontal esconde debajo del asiento y se pueda colocar y guardar manualmente para evitar posible fallo eléctrico: única placa de piernas telescópica que se recoge ÍNTEGRAMENTE bajo asiento** cuando no se necesita permitiendo un acceso al campo durante la exploración ginecológica sin que los facultativos choquen con ella, dejando el mayor espacio libre bajo el sillón en posición de exploración, para facilitar la exploración y la toma de muestras de una forma ergonómica para el personal sanitario **sin obstáculos.**



**Rollo de papel integrado dentro del asiento del sillón.** Almacenamiento del rollo de papel dentro del sillón, evitando que coja polvo u otro tipo de suciedad al no estar expuesto al aire y estar guardada en todo momento, utilizando solamente la proporción de papel que se necesita para cada exploración.



**Permite retirada de las perneras para quitar y poner en caso de necesidad de realizar transfer desde cama o silla de ruedas para personas con movilidad reducida: Perneras Goepel fáciles y rápidas de quitar y poner para el caso de acceso de pacientes en cama o en silla de ruedas:** gracias a dos características, primero es posible colocarlo en posición horizontal lo que facilita el transfer desde cama y camilla y segundo el sistema de poner y quitar las perneras es muy fácil y rápido de desenroscar ya que no requiere fuerza, dejando toda la zona libre para acceder y realizar cómodamente el transfer tanto de cama, como camilla o silla de ruedas.