

## CUMPLIMIENTO CRITERIOS EVALUABLES OBJETIVAMENTE

### LOTE 6 "SILLÓN PARA LA UNIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA"


#### PUNTO 3 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

##### LINK WEB ACCESO DIRECTO A CATÁLOGO COMPLETO:

[https://schmitz-soehne.com/fileadmin/Webseite/Kataloge\\_geschuetzt/es/web\\_schmitz\\_kat75\\_Gyn\\_ES\\_allgemein\\_20211202\\_geschuetzt.pdf](https://schmitz-soehne.com/fileadmin/Webseite/Kataloge_geschuetzt/es/web_schmitz_kat75_Gyn_ES_allgemein_20211202_geschuetzt.pdf)

##### Descripción

**Dispone de mayor carga admisible: Peso máximo admitido de paciente hasta 625 Kg, CE-250Kg**



**Dispone de menor altura mínima para facilitar el acceso de las pacientes: 550mm.**

**Mayor Trendelenburg: 29° .**



**Ruedas ocultas bajo la base del sillón y dentro del perímetro de la estructura de manera que quedan escondidas a la vista y al ras de la base.**



**La placa de piernas para colocación en posición horizontal se esconde debajo del asiento sin necesidad de abatirla para retirarla del campo de acceso del facultativo: única placa de piernas telescópica que se recoge ÍNTEGRAMENTE bajo asiento** cuando no se necesita permitiendo un acceso al campo durante la exploración ginecológica sin que los facultativos choquen con ella, dejando el mayor espacio libre bajo el sillón en posición de exploración, para facilitar la exploración y la toma de muestras de una forma ergonómica para el personal sanitario **sin obstáculos.**



**La placa de piernas para colocación en posición horizontal se esconde debajo del asiento sin necesidad de abatirla para retirarla del campo de acceso del facultativo: única placa de piernas telescópica que se recoge ÍNTEGRAMENTE bajo asiento** cuando no se necesita permitiendo un acceso al campo durante la exploración ginecológica sin que los facultativos choquen con ella, dejando el mayor espacio libre bajo el sillón en posición de exploración, para facilitar la exploración y la toma de muestras de una forma ergonómica para el personal sanitario **sin obstáculos.**



**La placa de piernas para colocación en posición horizontal se coloca y guarda manualmente para evitar posible fallo eléctrico.** Al ser telescópica se saca y se guarda manualmente sin necesidad de aplicar ninguna fuerza y sin necesidad de activar ningún mecanismo, solo tirando levemente de la placa o empujando hasta con un solo dedo.



**Ambos mandos, tanto el de mano como el mando de pie incluyen todas las funciones de posicionamientos eléctricos e incluyen la activación de todas las memorias de posicionamiento**

**Rollo de papel integrado dentro del asiento del sillón.** Almacenamiento del rollo de papel dentro del sillón, evitando que coja polvo u otro tipo de suciedad al no estar expuesto al aire y estar guardada en todo momento, utilizando solamente la proporción de papel que se necesita para cada exploración.