

INFORMES EXPTE. 19/2024/2004 BASADO EN EL ACUERDO MARCO DISPOSITIVOS DE PUNCIÓN 153/2023)

LOTE	ID PRODUCTO	DENOMINACIÓN	EMPRESA	NOMBRE PRODUCTO	REFERENCIAS	CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 48 puntos)																		SUMA CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR
						ASPECTOS TÉCNICOS														ENVASE EXTERIOR				
						Facilidad de inserción de la aguja (Máx. 10 puntos)		Ergonomía en el diseño (Máx. 3 puntos)		Diseño que facilite visualización correcta posicionamiento del dispositivo (Máx. 3 puntos)		Funcionalidad del sistema de retención de reflujo o filtros (Máx. 5 puntos)		Flexibilidad y resistencia a acodaduras de la cánula externa (Máx. 3 puntos)		Facilidad de manejo del dispositivo de seguridad (Máx. 10 puntos)		Funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado (Máx. 10 puntos)		Visibilidad del etiquetado (Máx. 2 puntos)		Facilidad de apertura (Máx. 2 puntos)		
3	62251	Catéter venoso periférico sin aletas, con sistema de retención reflujo de sangre, con dispositivo de seguridad	BECTON DICKINSON, SAU	BD INSYTE™ AUTOGUARD™ BC PRO	381033, 381037, 381023, 381054, 381012, 381057, 381047, 381034, 381044, 381024	Bisel fino e inserción muy buena	10	Buena ergonomía	3	Visión adecuada	3	Reflujo rápido y muy visible	5	Muy flexible y no se acoda	3	Retracción fina y precisa	10	Segura	10	Buena letra y nitidez adecuada	2	Buena apertura	2	48
3	62251	Catéter venoso periférico sin aletas, con sistema de retención reflujo de sangre, con dispositivo de seguridad	ICU MEDICAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS, SL	SUPERCATH 5	SP218, SP214, SP204, SP206, SP227, SP202, SP200, SP208	Bisel fino pero se rota con facilidad	2	Ergonomía regular	1	Visión adecuada	3	Reflujo ligeramente retardado	1	Flexibilidad adecuada	1	Retracción dificultosa	2	Segura	10	Letra pequeña	0,5	Buena apertura	2	22,5
3	62251	Catéter venoso periférico sin aletas, con sistema de retención reflujo de sangre, con dispositivo de seguridad	SMITHS MEDICAL SPAIN, SRL	JELCO / VIAVALVE	326510, 326610, 326210, 326310, 326610, 326710, 326810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta

LOTE	ID PRODUCTO	DENOMINACIÓN	EMPRESA	NOMBRE PRODUCTO	REFERENCIAS	CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 48 puntos)																		SUMA CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR
						ASPECTOS TÉCNICOS														ENVASE EXTERIOR				
						Facilidad de inserción de la aguja (Máx. 10 puntos)		Ergonomía en el diseño (Máx. 3 puntos)		Diseño que facilite visualización correcta posicionamiento del dispositivo (Máx. 3 puntos)		Funcionalidad del sistema de control de flujo (Máx. 5 puntos)		Flexibilidad y resistencia a acodaduras de la cánula externa (Máx. 3 puntos)		Facilidad de manejo del dispositivo de seguridad (Máx. 10 puntos)		Funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado (Máx. 10 puntos)		Visibilidad del etiquetado (Máx. 2 puntos)		Facilidad de apertura (Máx. 2 puntos)		
5	62253	Sistema cerrado integrado de catéter venoso periférico con alargadera en "y" y válvula de control de flujo, con dispositivo de seguridad	BECTON DICKINSON, SAU	BD NEXIVA™	383647, 383649, 383641, 383646, 383650, 383642	Muy adecuada	10	Muy adecuada	3	Visualización Excelente	3	Reflujo rápido y muy visible	5	Muy flexible y no se acoda	3	Muy bueno	10	Muy bueno	10	Letra grande y clara	2	Apertura excelente	2	48
5	62253	Sistema cerrado integrado de catéter venoso periférico con alargadera en "y" y válvula de control de flujo, con dispositivo de seguridad	SANIDAD BURGALESA, SL (SANIBUR)	BD NEXIVA™	383640, 383649, 383641, 383642, 383647, 383650, 383646	Muy adecuada	10	Muy adecuada	3	Visualización Excelente	3	Reflujo rápido y muy visible	5	Muy flexible y no se acoda	3	Muy bueno	10	Muy bueno	10	Letra grande y clara	2	Apertura excelente	2	48
5	62253	Sistema cerrado integrado de catéter venoso periférico con alargadera en "y" y válvula de control de flujo, con dispositivo de seguridad	SMITHS MEDICAL SPAIN, SRL	DELTAVERN	3842522, 3800522, 3810522, 3820522, 3821522, 3831522, 3832522, 3833522, 3841522, 3843522, 3852522, 3800022, 3810022, 3820022, 3821022, 3831022, 3832022, 3833022, 3841022, 3842022, 3852022, 3843022	Bisel pequeño, dificulta la inserción	1	Mala ergonomía	0,5	Visualización regular	0,5	Reflujo ligeramente retardado	1	Ligera resistencia, posibilidad de acodamiento	1	Sistema de seguridad malo	0,5	Malo	0,5	Letra pequeña y poco visible	0,5	Pestaña dura y difícil de abrir	0,5	6

LOTE	ID PRODUCTO	DENOMINACIÓN	EMPRESA	NOMBRE PRODUCTO	REFERENCIAS	CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 48 puntos)																		SUMA CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR						
						ASPECTOS TÉCNICOS														ENVASE EXTERIOR										
						Facilidad de inserción de la aguja (Máx. 12 puntos)		Funcionalidad del sistema que permita la visualización del retorno venoso (Máx. 2 puntos)		Seguridad del sistema (Máx. 8 puntos)		Facilidad de manejo del dispositivo de seguridad (Máx. 12 puntos)		Funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado (Máx. 10 puntos)						Visibilidad del etiquetado (Máx. 2 puntos)		Facilidad de apertura (Máx. 2 puntos)								
8	11146	Aguja hipodérmica, longitud > 30 mm, con dispositivo de seguridad	B. BRAUN MEDICAL, SA	STERICAN® SAFETY	46700205-01, 46700285-01, 46700355-01, 46700455-01, 46700505-01, 46700525-01, 46700555-01	Bisel fino, inserción buena	5	Retorno bueno	1	Complicada inserción con la jeringa	0,5	Muy tosco	0,5	Bueno	5										Claro y visible	2	Pestaña pequeña	0,5	14,5	
8	11146	Aguja hipodérmica, longitud > 30 mm, con dispositivo de seguridad	BECTON DICKINSON, SAU	BD / ECLIPSE™ SMARTSLIP™	302437, 305895	Bisel fino e inserción muy buena	12	Retorno muy bueno	2	Acople con jeringa muy adecuado	8	Encaje del sistema de seguridad muy bueno	12	Muy bueno	10											Claro y visible	2	Muy buena apertura	2	48
8	11146	Aguja hipodérmica, longitud > 30 mm, con dispositivo de seguridad	SMITHS MEDICAL SPAIN, SRL	JELCO / NEEDLE PRO EDGE™	401815, 402515, 4027125, 401915, 402015, 402115, 402215, 402315	Bisel pequeño, dificulta la inserción	1	Retorno regular	0,5	Inserción con jeringa regular	2	Regular, es difícil el encaje	3	Bueno	5											Letra pequeña	0,5	Pestaña pequeña	0,5	12,5

LOTE	ID PRODUCTO	DENOMINACIÓN	EMPRESA	NOMBRE PRODUCTO	REFERENCIAS	CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 48 puntos)																		SUMA CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR						
						ASPECTOS TÉCNICOS														ENVASE EXTERIOR										
						Facilidad de inserción de la aguja (Máx. 12 puntos)		Ergonomía en el diseño (Máx. 2 puntos)		Funcionalidad del sistema que permita la visualización del retorno venoso (Máx. 2 puntos)		Seguridad de la conexión (Máx. 6 puntos)		Facilidad de manejo del dispositivo de seguridad (Máx. 12 puntos)		Funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado (Máx. 10 puntos)						Visibilidad del etiquetado (Máx. 2 puntos)			Facilidad de apertura (Máx. 2 puntos)					
13	21950	Aguja con aletas (palomillas) para extracción de sangre por vacío, con portatubos premontado, con dispositivo automático de seguridad	BECTON DICKINSON, SAU	BD / VACUTAINER® PUSH BUTTON	367355, 368657, 367354, 368658	Bisel fino e inserción muy buena	12	Excelente	2	Muy bueno	2	Conexión muy adecuada	6	Encaje del sistema de seguridad muy bueno	12	Muy bueno	10									Claro y visible	2	Muy buena apertura	2	48
13	21950	Aguja con aletas (palomillas) para extracción de sangre por vacío, con portatubos premontado, con dispositivo automático de seguridad	CAIAL, SA	BD / VACUTAINER® PUSH BUTTON	01067355, 01068657, 01067354, 01068658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta
13	21950	Aguja con aletas (palomillas) para extracción de sangre por vacío, con portatubos premontado, con dispositivo automático de seguridad	SANIDAD BURGALESA, SL (SANIBUR)	BD / VACUTAINER® PUSH BUTTON	367355, 368657, 367354, 368658	Bisel fino e inserción muy buena	12	Excelente	2	Muy bueno	2	Conexión muy adecuada	6	Encaje del sistema de seguridad muy bueno	12	Muy bueno	10									Claro y visible	2	Muy buena apertura	2	48

LOTE	ID PRODUCTO	DENOMINACIÓN	EMPRESA	NOMBRE PRODUCTO	REFERENCIAS	CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 48 puntos)																		SUMA CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR					
						ASPECTOS TÉCNICOS														ENVASE EXTERIOR									
						Facilidad de inserción de la aguja (Máx. 16 puntos)		Ergonomía en el diseño que facilite la conexión (Máx. 16 puntos)		Diseño que facilite la estabilidad y visualización del tubo de extracción (Máx. 12 puntos)												Visibilidad del etiquetado (Máx. 2 puntos)			Facilidad de apertura (Máx. 2 puntos)				
16	49649	Dispositivo de conexión Luer-Lock, con portatubos premontado para obtención de muestras sanguíneas por vacío	BECTON DICKINSON, SAU	BD / VACUTAINER® LUER-LOCK™ ACCESS DEVICE	36490200	Bisel fino e inserción muy buena	16	Excelente	16	Excelente	12														Claro y visible	2	Muy buena apertura	2	48

Código Seguro de Verificación CSV: P24K5AC0P07HNVP24OFT9C7WC5XT52NJMGK Puede verificar la autenticidad de este documento en https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P24K5AC0P07HNVP24OFT9C7WC5XT52NJMGK



Código Seguro de Verificación CSV: P24K5AC0PX07HNVP24OFT9C7WC5XT52NJMGK
 Puede verificar la autenticidad de este documento en <https://csia.saludcastillayleon.es/cotejo/?csv=P24K5AC0PX07HNVP24OFT9C7WC5XT52NJMGK>



LOTE	ID PRODUCTO	DENOMINACIÓN	EMPRESA	NOMBRE PRODUCTO	REFERENCIAS	CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 48 puntos)																			SUMA CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR				
						ASPECTOS TÉCNICOS													ENVASE EXTERIOR										
						Facilidad de inserción de la aguja (Máx. 22 puntos)		Manejabilidad en relación con el deslizamiento de la aguja (Máx. 22 puntos)																Visibilidad del etiquetado (Máx. 2 puntos)		Facilidad de apertura (Máx. 2 puntos)			
26	33762	Aguja punta roma de acero inoxidable, para carga de medicación	AMEVISA, SA	KDL / BLUNT FILL NEEDLE	MK01-920	Bisel pequeño, dificulta la inserción	5	Deslizamiento regular	5															Claro y visible	2	Buena	1	13	
26	33762	Aguja punta roma de acero inoxidable, para carga de medicación	B. BRAUN MEDICAL, SA	BRAUN / STERICAN* MIX	4550400-01	Bisel corto	10	Deslizamiento bueno	10																Claro y visible	2	Muy buena	2	24
26	33762	Aguja punta roma de acero inoxidable, para carga de medicación	BECTON DICKINSON, SAU	BD™ BLUNT FILL	303129	Bisel fino e inserción muy buena	22	Deslizamiento muy bueno	22																Claro y visible	2	Muy buena	2	48

LOTE	ID PRODUCTO	DENOMINACIÓN	EMPRESA	NOMBRE PRODUCTO	REFERENCIAS	CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 48 puntos)																			SUMA CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR					
						ASPECTOS TÉCNICOS													PRECINTO PROTECTOR											
						Facilidad de inserción de la aguja (Máx. 12 puntos)		Facilidad de conexión de la aguja (Máx. 9 puntos)		Estanqueidad (Máx. 9 puntos)		Funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado (Máx. 12 puntos)														Visibilidad del etiquetado (Máx. 2 puntos)		Resistencia del material (Máx. 2 puntos)		Facilidad de apertura del precinto (Máx. 2 puntos)
27	45266	Aguja para pluma, bolígrafo y jeringa precargada de insulina, con dispositivo de seguridad	BECTON DICKINSON, SAU EMBECTA MEDICAL SPAIN, SLU	BD / AUTOSHIELD™ DUO	329605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta
27	45266	Aguja para pluma, bolígrafo y jeringa precargada de insulina, con dispositivo de seguridad	LAMBRA, SL	VITREX / AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA CON SIST SEG	VASPN3005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta
27	45266	Aguja para pluma, bolígrafo y jeringa precargada de insulina, con dispositivo de seguridad	TEXTIL PLANAS OLIVERAS, SA (TEXPOL SA)	VERIFINE* / AGUJA TRIPLE SEGURIDAD PARA PLUMA DE INSULINA	3725.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta

LOTE	ID PRODUCTO	DENOMINACIÓN	EMPRESA	NOMBRE PRODUCTO	REFERENCIAS	CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 48 puntos)																			SUMA CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR					
						ASPECTOS TÉCNICOS													PRECINTO PROTECTOR											
						Diseño que facilite la sujeción del dispositivo y la punción (Máx. 10 puntos)		Seguridad del dispositivo en el momento de la activación (Máx.10 puntos)		Resistencia a la activación no intencionada del mecanismo de seguridad (Máx.12 puntos)		Funcionalidad del dispositivo de seguridad una vez activado (Máx. 12 puntos)		Facilidad en la retirada del capuchón protector de la lanceta (Máx. 4 puntos)																
28	38	Lanceta de punción capilar, con dispositivo automático de seguridad	BECTON DICKINSON, SAU	LANCETA SEGURIDAD BD SENTRY™	369523, 369528	Muy bueno	10	Muy bueno	10	Adecuada	12	Buena	12	Buena	4															48
28	38	Lanceta de punción capilar, con dispositivo automático de seguridad	MENARINI DIAGNOSTICOS, SA	MENALANCET* PRO	42122, 42123	Muy bueno	10	Muy bueno	10	Adecuada	12	Buena	12	Buena	4															48
28	38	Lanceta de punción capilar, con dispositivo automático de seguridad	SANIDAD BURGALESA, SL (SANIBUR)	LANCETA SEGURIDAD BD SENTRY™	369523, 369528	Muy bueno	10	Muy bueno	10	Adecuada	12	Buena	12	Buena	4															48

LOTE	ID PRODUCTO	DENOMINACIÓN	EMPRESA	NOMBRE PRODUCTO	REFERENCIAS	CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (Máximo 48 puntos)																			SUMA CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR					
						ASPECTOS TÉCNICOS													PRECINTO PROTECTOR											
						Facilidad de inserción de la aguja (Máx. 16 puntos)		Facilidad de conexión de la aguja (Máx. 13 puntos)		Estanqueidad (Máx. 13 puntos)																Visibilidad del etiquetado (Máx. 2 puntos)		Resistencia del material (Máx. 2 puntos)		Facilidad de apertura del precinto (Máx. 2 puntos)
31	45267	Aguja con punta de 3 biseles para pluma, bolígrafo y jeringa precargada de insulina, para uso de paciente	BECTON DICKINSON, SAU EMBECTA MEDICAL SPAIN, SLU	BD THIN WALL	320733, 320211, 320212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No presenta oferta
31	45267	Aguja con punta de 3 biseles para pluma, bolígrafo y jeringa precargada de insulina, para uso de paciente	GARRIC MEDICA, SL	SOL-MILLENNIUM / SOL-M™ / AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA	N42008, N42007, N42005, N42009, N42004, N42002	Adecuada	12	Buena	10	Buena	10													Color poco visible	1	Bueno	2	Muy buena	2	37
31	45267	Aguja con punta de 3 biseles para pluma, bolígrafo y jeringa precargada de insulina, para uso de paciente	ROCHE DIABETES CARE SPAIN, SLU	ACCU-FINE*	09838651001, 09838546001	Adecuada	12	Buena	10	Buena	10													Claro y visible	2	Bueno	2	Muy buena	2	38